



NETTOYANT INTRA AURICULAIRE

(GB)

CLEANER HEARING AID

(NL)

CLEANER INNER-OOR
HOORTOESTEL

(E)

LIMPIADOR AUDÍFONO

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Aérosol 75 ml (7633)
Colisage	Carton de 24 pièces
Poids du colisage	1,600 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	12,7 * 10,2 * 10,7
Nb total de produit par palette	2088
Poids total palette (hors palette)	225 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 70

Présentation

Le nettoyage de votre appareil auditif est une opération indispensable, qui doit être effectuée régulièrement avec des produits d'entretien RONT production spécialement adaptés. L'efficacité de votre aide auditive en dépend, les saletés accumulées pouvant directement l'affecter, altérant ces performances. D'autres impuretés peuvent se loger dans l'oreille externe, comme les résidus de peau sèche ou la poussière, mais le cérumen reste le principal ennemi de vos appareils. Il peut obstruer leur embout, ses différents orifices, et donc gêner son fonctionnement normal. Les opérations de nettoyage vos aides auditives sont à la portée de tous. Il suffit d'imprégner légèrement la brosse donc et munie l'aérosol et de frotter. Il. Le nettoyage diffère simplement selon le type d'appareil que vous portez (contour d'oreille, micro-contour d'oreille avec écouteur déporté, intra-auriculaire voir protection auditive professionnelle).

- Formule à évaporation sans résidus
- Nettoyants pour intra-auriculaires et embouts
- Dissout le cérumen

Dans le cas d'un appareil intra-auriculaire, le modèle le plus miniaturisé, l'utilisation d'une lingette nettoyante spécial RONT Production est préférable à un spray pour éliminer le cérumen et les impuretés de la coque sans risquer d'endommager l'électronique. Veillez à ce que le filtre qui protège le microphone ne soit pas bouché. Pour les appareils de type contour d'oreille, l'étape préalable indispensable consiste à séparer l'embout à nettoyer de la partie électronique, qui ne doit surtout pas être mouillée. L'embout doit être nettoyé tous les jours avec une lingette ou un spray spécial RONT Production. Des millions de produits ont été produits et vendus depuis l'invention de l'aérosol à pinceau par RONT Production.

CONSEIL D'UTILISATION :

Faire une brève pulvérisation afin d'imbiber le pinceau. Frotter l'appareil auditif pour assurer un nettoyage optimal.

MODE D'EMPLOI :

Conçu pour un nettoyage régulier et complet de l'aide auditive. Fort pouvoir dissolvant sur le cérumen.

PRÉCAUTIONS : Contient : Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane; propane-2-ol. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets autorisée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.